

# Баня водяная WEB-6 на 6 мест



Бани водяные экстракционные серии WEB предназначены для стандартных лабораторных исследований, таких как классическая экстракция, экстракция по методу Сокслета, измерение химического потребления кислорода и пр. Концентрические крышки мест для сосудов позволяют устанавливать лабораторную посуду необходимого диаметра. В комплект поставки бани входит штатив для безопасного устойчивого размещения лабораторных приборов и сосудов.

**Производитель:** DAIHAN Scientific Co, Ltd  
**Модель:** WEB-6  
**Страна:** Республика Корея

Причины использовать бани водяные экстракционные серии WEB в вашей лаборатории:

- Диапазон регулирования температуры - от комнатной температуры +5°C до 100°C
- Температура, при которой происходит срабатывание защиты от перегрева, регулируется пользователем, и не зависит от максимальной температуры бани – вы можете проводить безопасные исследования и сохранить образцы при работе во всем диапазоне температур бани
- Функция компенсации отличия значений заданной и фактической температуры
- Цифровой контроль и регулирование параметров работы с помощью встроенной панели управления с дисплеем
- Регулирование и установка температуры и времени таймера осуществляются с помощью поворотного регулятора – удобно работать в перчатках и без
- Рабочая камера, крышки и штатив из нержавеющей стали устойчивы к воздействию разнообразных химических веществ
- Встроенный сливной клапан

# Характеристики

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Безопасность                          | защита от перегрева, защита от превышения напряжения     |
| Диапазон регулирования температуры    | От комнатной температуры +5°C до 100°C                   |
| Погрешность регулирования температуры | ±0,2 °C                                                  |
| Тип датчика температуры               | РТ 100                                                   |
| Максимальное время таймера            | 99 ч 59 мин                                              |
| Дисплей                               | ЖК-дисплей с подсветкой                                  |
| Управление                            | Цифровой контроллер с поворотным регулятором Jog-Shuttle |
| Материал рабочей камеры               | Нержавеющая сталь                                        |
| Комплект концентрических крышек       | В комплекте поставки                                     |
| Штатив                                | В комплекте поставки                                     |
| Сливной клапан                        | Встроенный                                               |
| Количество мест для сосудов           | 6                                                        |
| Мощность нагрева                      | 1,8 кВт                                                  |