

Колонка для ВЭЖХ Athena C18-2.1-3.0



Колонка Athena C18 у которой в качестве неподвижной фазы используется сферический силикагель высокой чистоты, который хорошо подходит для разделения различных соединений.

Производитель: Anpel Laboratory Technologies (Shanghai) Inc
Модель: Athena C18-2.1-3.0
Страна: Китай

Особенности: Связанные группы C18; Диапазон стабильности pH: 1.5-10; Менее гидрофобный, чем C18-WP; Время удерживания короче, чем у колонок C18-WP с теми же характеристиками; Соотношение цены и качества.

Характеристики

Температурный диапазон, °C	100 - 127
Внутренний диаметр колонки, мм	2.1
Диаметр частиц, мкм	3.0
Длина колонки, мм	50, 100, 150, 200, 250
Содержание углерода, %	17
Размер пор, Å	120
Удельная площадь поверхности, м2/г	300
Диапазон pH	2.0-8.0

Все изображения

