

Колонка для ВЭЖХ Athena C18-2.1-10



Колонка Athena C18 у которой в качестве неподвижной фазы используется сферический силикагель высокой чистоты, который хорошо подходит для разделения различных соединений.

Производитель: Anpel Laboratory Technologies (Shanghai) Inc
Модель: Athena C18-2.1-10
Страна: Китай

Особенности: Связанные группы C18; Диапазон стабильности pH: 1.5-10; Менее гидрофобный, чем C18-WP; Время удерживания короче, чем у колонок C18-WP с теми же характеристиками; Соотношение цены и качества.

Характеристики

Размер пор, Å	60
Температурный диапазон, °C	100 - 127
Диаметр частиц, мкм	3.0
Удельная площадь поверхности, м2/г	450
Содержание углерода, %	17
Диапазон pH	1.5-10
Длина колонки, мм	250
Внутренний диаметр колонки, мм	21.1

Все изображения

