

Колонка для ВЭЖХ Athena C18-BIO-4.6



Колонка Athena C18-BIO у которой в качестве неподвижной фазы используется сферический силикагель высокой чистоты и плотности, способный разделять более крупные молекулы, особенно белки и полипептиды.

Производитель: Anpel Laboratory Technologies (Shanghai) Inc
Модель: Athena C18-BIO-4.6
Страна: Китай

Особенности: Связанные группы C18; Диапазон стабильности pH: 1.5-11; Высокая эффективность и длительный срок службы; Размер пор 300 мкм, который подходит для разделения макромолекул.

Характеристики

Размер пор, Å	60
Температурный диапазон, °C	100 - 127
Диаметр частиц, мкм	3.0
Длина колонки, мм	50, 100, 150, 200, 250
Удельная площадь поверхности, м2/г	450
Содержание углерода, %	17
Диапазон pH	1.5-10
Внутренний диаметр колонки, мм	4.6

Все изображения

