

Автоматический счетчик семян SLY-C



Автоматический счетчик семян применяется в лаборатории зерновых культур и используется для подсчета семян пшеницы, кукурузы, сои, подсолнечника и т.д. Счетчик является универсальным и подходит для мелких, средних и крупных семян и гранул.

Производитель: Drawell Instrument Co., Ltd
Модель: SLY-C
Страна: Китай

Особенности: Скорость подсчета семян 1000/2-4 минуты, время задает пользователь; Высока точность подсчета; Цифровой дисплей с обратной подсветкой для отображения количества семян и времени; Возможность установки счета заданного количества семян от 1 до 99 999.

Характеристики

Электропитание	однофазное, 220 В, 50 Гц
Максимальное количество подсчитываемых семян за цикл	до 99999
Функция взвешивания семян	нет
Сохранение данных	нет
Кол-во фракций	1
Диапазон длин подсчитываемых семян	1-12 мм
Скорость подсчёта семян	333 шт./ мин.
Функции	подсчёт семян
Погрешность подсчёта семян	± 4 шт. / 1000 (мелкие) и ± 2 шт. / 1000 (крупные)