

Насос масляный двухстадийный VOP-60

www.AllforLAB.com



VOP-60

Вакуумные насосы серии VOP предназначены для применения в системах испарения, вакуумной сушки, лиофильной сушки и пр. Вакуумные насосы серии VOP – двухступенчатые, со встроенным газобалластным клапаном и фильтром. Максимальный вакуум – 0,067 Па. Производительность мотора – 1430 оборотов/мин.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd
Модель: VOP-60
Страна: Корея

Особенности: Производительность насоса 50 л/мин Максимальный вакуум 0,067 Па Мощность мотора 200 Вт Производительность мотора 1430 оборотов/мин Объем масла 800 мл Рекомендуемое масло COSMA-100

Характеристики

Максимальный вакуум	0,067 Па
Мощность мотора	200 Вт
Производительность мотора	1430 оборотов/мин
Объем масла	800 мл
Рекомендуемое масло	COSMA-100
Производительность насоса	50 л/мин