

Насос масляный двухстадийный VOP-100

www.ALLforLAB.com



VOP-100

Вакуумные насосы серии VOP предназначены для применения в системах испарения, вакуумной сушки, лиофильной сушки и пр. Вакуумные насосы серии VOP – двухступенчатые, со встроенным газобалластным клапаном и фильтром. Максимальный вакуум – 0,067 Па. Производительность мотора – 1430 оборотов/мин.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd
Модель: VOP-100
Страна: Корея

Особенности: Производительность насоса 100 л/мин Максимальный вакуум 0,067 Па Мощность мотора 400 Вт Производительность мотора 1430 оборотов/мин Объем масла 900 мл Рекомендуемое масло COSMA-100

Характеристики

Максимальный вакуум	0,067 Па
Производительность мотора	1430 оборотов/мин
Рекомендуемое масло	COSMA-100
Производительность насоса	100 л/мин
Мощность мотора	400 Вт
Объем масла	900 мл