

# Насос масляный двухстадийный VOP-150



Вакуумные насосы серии VOP предназначены для применения в системах испарения, вакуумной сушки, лиофильной сушки и пр. Вакуумные насосы серии VOP – двухступенчатые, со встроенным газобалластным клапаном и фильтром. Максимальный вакуум – 0,067 Па. Производительность мотора – 1430 оборотов/мин.

**Производитель:** DAIHAN Scientific Co, Ltd  
**Модель:** VOP-150  
**Страна:** Корея

**Особенности:** Производительность насоса 150 л/мин Максимальный вакуум 0,067 Па Мощность мотора 550 Вт Производительность мотора 1430 оборотов/мин Объем масла 1000 мл Рекомендуемое масло COSMA-100

# Характеристики

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Максимальный вакуум       | 0,067 Па          |
| Производительность мотора | 1430 оборотов/мин |
| Рекомендуемое масло       | COSMA-100         |
| Производительность насоса | 150 л/мин         |
| Мощность мотора           | 550 Вт            |
| Объем масла               | 1000 мл           |