

8-канальный механический дозатор MicroPette Plus



Принцип работы: основан на создании в съемном наконечнике вакуума и избыточного давления. При создании вакуума происходит вытягивание жидкости в наконечник, а при избыточном давлении – ее сброс. Необходимый вакуум и давление создается при помощи герметично уплотненного плунжера, от величины хода плунжера зависит объем дозатора.

Производитель: DLAB Scientific Co., Ltd.

Модель: MicroPette Plus 8-канальный

Страна: Китай

Применяются дозаторы для химических и микробиологических анализов.

Дозаторы MicroPette Plus полностью автоклавируемые, что позволяет легко очищать их и снижает риск загрязнения.

Характеристики

Количество каналов	8
Объем дозирования	0.5-10 мкл
Шаг	0,01 мкл