

1-канальный электронный дозатор dPette Plus 0.5-10 переменного объема



Принцип работы: основан на создании в съемном наконечнике вакуума и избыточного давления. При создании вакуума происходит втягивание жидкости в наконечник, а при избыточном давлении – ее сброс. Необходимый вакуум и давление создается при помощи герметично уплотненного плунжера, от величины хода плунжера зависит объем дозатора.

Производитель: DLAB Scientific Co., Ltd.

Модель: dPette Plus 0.5-10

Страна: Китай

Применяются дозаторы для химических и микробиологических анализов. Автоматических дозаторы повышают производительность, экономят время, а использование одноразовых наконечников позволяет работать одним дозатором с разными растворами в разных концентрациях. В наличии пипетки-дозаторы переменного объема с регистрационным удостоверением медицинского изделия.

Характеристики

Количество каналов	1
Объем дозирования	0.5-10 мкл
Шаг	0,01 мкл