

1-канальный электронный дозатор dPette Plus 5-50 переменного объема



Принцип работы: основан на создании в съемном наконечнике вакуума и избыточного давления. При создании вакуума происходит втягивание жидкости в наконечник, а при избыточном давлении – ее сброс. Необходимый вакуум и давление создается при помощи герметично уплотненного плунжера, от величины хода плунжера зависит объем дозатора.

Производитель: DLAB Scientific Co., Ltd.
Модель: dPette Plus 5-50
Страна: Китай

Применяются дозаторы для химических и микробиологических анализов. Автоматических дозаторы повышают производительность, экономят время, а использование одноразовых наконечников позволяет работать одним дозатором с разными растворами в разных концентрациях. В наличии пипетки-дозаторы переменного объема с регистрационным удостоверением медицинского изделия.

Характеристики

Количество каналов	1
Шаг	0,1 мкл
Объем дозирования	5-50 мкл