

Диспенсер бутылочный DispensMate



Бутылочный диспенсер предназначен для точного отмеривания определенных доз из сосудов любого размера и объема (горловина бутылки должна быть с резьбой).

Производитель: DLAB Scientific Co., Ltd.
Модель: DispensMate
Страна: Китай

Дозатор снабжен мерной шкалой с делениями. Носик закрывается специальным колпачком, чтобы избежать потери реактива и капель на рабочем столе. Изделие разборное, его можно легко помыть, почистить, простерилизовать в автоклаве при +121 °С.

Характеристики

Диапазон обѐма	1.0 – 10 мл
Градуировка	0.2 мл