

Вакуумный аспиратор EcoVAC



Принцип действия: за счет работы под вакуумом через одноразовый аспирационный наконечник и трубку вещество собирается в специальную емкость.

Производитель: DLAB Scientific Co., Ltd.
Модель: Vacuum Aspirator
Страна: Китай

Применяется для извлечения лабораторных отходов и разделения жидких и твердых веществ. Широко используется в клеточных культурах, экстракции ДНК, удалении отходов микропланшетов и любом другом разделении или восстановлении жидкостей.

Характеристики

Электропитание	220 В, 50 Гц
Диапазон вакуума	0-600 мбар
Скорость аспирации	1-15 мл/с
Уровень шума	≤55 дБ
Габаритные размеры (Д)х(Г)х(Ш)	180 x 240 x 450 мм
Объем бутылки	2 л