

# Изолятор отрицательного давления GloveFAST Cyto 2-4-2



Изолятор отрицательного давления GloveFAST Cyto с системой из двух/трех/четырех фильтров H14 HEPA/ULPA. Поскольку система работает при отрицательном давлении, воздух рециркулирует и снова фильтруется через основной фильтр HEPA, расположенный под рабочей поверхностью. GloveFAST Cyto применяется для обработки патогенных смесей высококонцентрированных и мутагенных агентов, микробиологии, вирусологии и клеточных культур, производства TPE / TPN, манипуляции с цитотоксическими и цитостатическими препаратами и т.д.

**Производитель:** KOREA KIYON  
**Модель:** GloveFAST Cyto 2-4-2  
**Страна:** Южная Корея

**Особенности:** Откидное переднее стекло для легкой чистки и обслуживания - две газовые распорки удерживают окно в открытом положении; Система блокировки: передаточные ворота с электромагнитной блокировкой; внутренние и наружные двери с блокировкой с временным сдвигом; открытие внутренней двери возможно только после автоматической продувки с временным сдвигом и с помощью раздвижной системы вверх / вниз; Единый передаточный люк IN/OUT с набором входных и рециркуляционных фильтров H14 HEPA/ULPA с электромагнитной системой блокировки; Доступны в 3 различных размерах (ширина 1,2/1,5/1,8 м); Компактный дизайн.

# Характеристики

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Количество портов с перчатками      | 2                                         |
| Количество работающих людей         | 1                                         |
| Экран                               | цифровой сенсорный, цветной               |
| Материал корпуса и подставки        | нержавеющая сталь с порошковым напылением |
| Электропитание                      | 220 В, 50 Гц                              |
| Диаметр порта                       | 300 мм                                    |
| Фильтры                             | H14 HEPA/ULPA                             |
| Эффективность фильтра               | 99,995 % MPPS                             |
| Воздуходувки                        | двойной вентилятор                        |
| Уровень протечек по паспорту        | < 16 Па/мин по ISO / FDIS 14644-7         |
| Циркулятор                          | 300 м3/ч                                  |
| Скорость нисходящего потока воздуха | 0.45 м/с                                  |
| Материал передней панели            | прозрачный полимер с газовыми пружинами   |
| Материал перчаток                   | неопреон                                  |
| Освещение                           | > 1000 люкс                               |
| Количество фильтров                 | 2                                         |
| Рабочее давление                    | отрицательное                             |