

Лабораторный Смеситель 10 л. UTG-0130



Лабораторный смеситель UTG-0130 10 литров разработан для смешивания образцов почвы и асфальта, которые будут использоваться для механических испытаний, таких как уплотнение, косвенное растяжение, Маршалл и т.д.

Производитель: UTEST
Модель: UTG-0130
Страна: Турция

Смесительная голова вращается на скоростях 10 - 240 оборотов в минуту и венчиком от 20 до 480 оборотов в минуту. Пользователь может легко регулировать скорость вращения между заданными значениями с помощью ручки управления, установленной на передней панели. Битумная смесь должна быть приготовлена при заданной температуре в соответствии со стандартом EN. По этой причине смеситель может быть оборудован нагревателем с термостатическим управлением. Нагревательная мантия (Изомантийный нагреватель) имеет цифровой терморегулятор и используется для нагрева битуминозных смесей в UTG-0130 до 150°C. Изомантийный нагреватель поставляется в комплекте с датчиком температуры PT100. Нагревательная Мантии должна быть заказана отдельно. Лабораторный Смеситель поставляется вместе с; Чашей, Емкость 10 л из нержавеющей стали Смешивающим венчиком

Характеристики

Габариты	600x620x700 мм
Вес	65 кг
Мощность	550 Вт

Все изображения

