

ПЕЧЬ TFOT ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ БИТУМА В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ



Битумная печь UTB-0345 используется для определения потерь в массе нефти и асфальтобетонных / битуминозных соединений при нагревании методом испытаний на потери при нагревании или воздействии тепла и воздуха на полутвердые асфальтобетонные / битумные материалы методом испытаний в тонкопленочной печи (TFOT).

Производитель: UTEST
Модель: UTB-0345
Страна: Турция

Битумная печь UTB-0345 используется для испытания нефтепродуктов в тонких пленках (TFOT) по стандартам EN 12607-2, 13303; ASTM D6, D1754; AASHTO T47, T179; BS 2000. Внутренняя камера установки TFOT UTB-0345 изготовлена из нержавеющей стали, а дверца имеет панельное окно. Печь имеет рабочую температуру окружающей среды до 200 °C, цифровой PID-контроллер и циркуляционный вентилятор. Поставляется в комплекте с термометром ASTM 13C (от 155 до 170°C) Вращающиеся полки (UTB-0346 или/и UTB-0348) и чаши для образцов (UGH-1425 или/и UGH-1399) следует заказывать отдельно в соответствии с типом испытания.

Характеристики

Габариты	680x780x660 мм
Вес	52 кг

Все изображения

