

ГИДРОМЕТР



Тестовый набор гидрометра используется для определения распределения частиц по размерам очень мелких материалов, таких как ил и глина.

Производитель: UTEST
Модель: UTS-0270
Страна: Турция

Испытательный набор седиментационного гидрометра используется для определения гранулометрического состава в грунте очень мелких материалов, таких как ил и глина. Смеситель для диспергирования грунта , работает со скоростью более 13 000 об / мин, и включает в себя чашку для дисперсии, лопасть для перемешивания, автоматическое включение с помощью позиционирующей чаши, потребляемую мощность 100 Вт. В комплект входит ванна с гидрометром, циркуляционная установка рабочей температурой до 35 ° С, емкость 50 мл, 8 шт. емкость седиментационного цилиндра. Влагомер 152Н заказывается отдельно. В комплект гидрометра входит: Дисперсионный смеситель Гидрометрическая ванна Влагомер, 151Н, 1шт. Гексаметафосфат натрия 1 кг, Седиментационный цилиндр, 1000 мл, 6 шт. Обогреватель, Блок циркуляции Резиновая пробка для седиментационного цилиндра Мензурка, 600 куб.

Характеристики

Габариты

600x300x400 мм

Все изображения

